

Cuna Térmica Giraffe

Para cuidados intensivos neonatales

Le ayudamos a salvar vidas frágiles



Diseño innovador y revolucionario

La Cuna Térmica Giraffe® de GE es distinto a cualquier otro equipo que haya visto... máximo rendimiento térmico en el sector SIN un molesto calentador aéreo.

Facilita procedimientos tales como rayos X y cirugía; evita el sobrecalentamiento del personal médico, que puede trabajar cómodamente mientras que el bebé se mantiene en un ambiente cálido y tranquilo.

Los bebés en la UCIN necesitan una cama cálida y cómoda que fomente su desarrollo. La cuna térmica Giraffe®, gracias a su diseño totalmente revolucionario, suministra calor de forma continua, al tiempo que ofrece al personal médico acceso y visibilidad totales. Sus nuevas características y opciones integradas reducen al mínimo el equipo auxiliar necesario en el área de asistencia.

Su exclusivo patrón de calentamiento (Hourglass Heat profile) optimiza la distribución del calor sobre el colchón y el bebé, al tiempo que reduce al mínimo el calor que recibe el personal médico. Su calentador en forma de disco permite un acceso completo a la cama y ofrece una terapia de calor estable durante las intervenciones.



Una nueva forma de cuidados neonatales

El equipo está dotado de un panel de control con una pantalla en color fácil de leer, incluso a distancia. Presenta gráficos en color para hacer un seguimiento de las tendencias tanto de temperatura como de SpO₂ y peso. El sistema de silenciamiento de alarmas manos libres permite silenciar las alarmas con un simple movimiento de la mano, sin tocar ninguna superficie minimizando así el riesgo de contaminación e infecciones. Durante el modo de calentamiento no existen molestas alarmas, de modo que el área se mantiene silenciosa y agradable para el bebé, la familia y el personal médico.

Las luces de observación atenuables e integradas y la luz de procedimiento dirigible reducen la necesidad de uso de iluminación externa adicional. Son totalmente regulables, para ofrecer la iluminación necesaria en el momento y el lugar precisos.

También cuenta con opciones de asistencia avanzadas para la UCIN: resucitador, que ayuda a estandarizar el procedimiento de reanimación en la UCIN, y monitorización de la saturación de oxígeno (SpO₂). Ambas opciones están totalmente integradas en el equipo y siempre listas para cuando necesiten ser usadas.



Calor donde lo necesita

El patrón de calentamiento Hourglass Heat Profile ofrece una distribución uniforme del calor en el colchón.

Transforming care delivery

Para el personal médico...

- Total acceso
- Total control
- Un nuevo nivel de cuidados neonatales

Para el bebé...

- Un entorno cálido y silencioso
- Asistencia en un entorno acogedor

© 2009 General Electric Company – Reservados todos los derechos.

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en todo momento sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE para obtener la información más reciente.

Giraffe®, OmniBed®, Spot PT Lite, Baby Susan, Proportional Control and Cascade, BiliSoft®, Boost Air Curtain y WhisperQuiet son marcas registradas de Datex-Ohmeda, Inc.

GE y GE Monogram son marcas comerciales de General Electric Company.

GE Healthcare Finland Oy comercializa sus productos como GE Healthcare.

España

Avenida de Europa, 22
P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas -
Madrid ES

T: +34 91 663 2500

F: +34 91 663 2501

Acerca de GE Healthcare

GE Healthcare suministra tecnologías médicas de vanguardia y servicios que forjan una nueva era en el mundo de la atención médica. Nuestra amplia experiencia en tecnologías de la información, diagnóstico por la imagen y médico, sistemas de vigilancia de pacientes, creación de medicamentos, tecnologías de fabricación de biofármacos, desarrollan soluciones de servicio que ayudan a que nuestros clientes puedan ofrecer mejores tratamientos a un mayor número de personas en todo el mundo; todo esto a un coste más bajo. Por otra parte, nos asociamos con los líderes en los cuidados médicos para tratar de sacar el mayor provecho de los cambios que se evidencian a nivel mundial, con el fin de poner en acción un nuevo sistema duradero de atención médica.

Nuestra visión de “Healthymagination” es una invitación a un viaje conjunto; un recorrido en el que desarrollamos constantemente nuevos productos que buscan reducir gastos, aumentar el acceso y mejorar la calidad y la eficiencia de la atención médica a lo largo y ancho del planeta.

GE Healthcare

P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finland

Tel. +358 10 394 11 • Fax +358 9 146 3310

www.gehealthcare.com



GE imagination at work