GE Healthcare



Sistema de análisis de ECG MAC 2000 Optimizado para su hospital



Sencillo e inteligente.

Los complejos entornos hospitalarios exijen soluciones sencillas. Equipos que funcionen con fiabilidad cada vez que se usan. Tecnología que permita acceder a datos claros y precisos con métodos sencillos. Herramentas intuitivas fáciles de usar. Y asistencia eficaz con la que siempre puede contar.

Así de sencillo.

Realmente inteligente. El nuevo MAC* 2000 de GE Healthcare ayuda al personal médico a emitir un diagnóstico rápido y preciso gracias al programa de análisis Marquette* 12SL. Esta probada † aplicación facilitará sus diagnósticos, en un sistema de ECG intuitivo y fácil de usar.

Realmente muy inteligente.







Sencillo y productivo.


- Captura automática de ECG de 10 segundos con tan solo pulsar una tecla
- Pantalla en color de 7" de fácil lectura y configurable para adaptarse a sus requisitos.
- La previsualización en pantalla de 12 ondas y resultados de ECG ayuda a optimizar la revisión y el diagnóstico.
- Múltiples opciones de conectividad y exportación para facilitar el acceso, el envío y el almacenamiento de datos.
- Programa de análisis de ECG Marquette 12SL para facilitar la toma de decisiones médicas.
- Disponible con opción de prueba de esfuerzo para adaptarse a sus requisitos diagnósticos.





MAC 2000 favorece la productividad del personal médico desde el primer ECG. Cuenta con herramientas. tales como HookUp Advisor*, que permiten al personal médico identificar una señal de calidad antes de la adquisición, evitando así la costosa repetición de los ECGs. Diseñado para favorecer un flujo de trabajo más sencillo e inteligente que permita al personal médico hacer más en menos tiempo. Y todo desde el primer día de uso.

Sencillo y conectado.



Los hospitales necesitan conexiones de datos óptimas. MAC 2000 se conecta directamente a sus sistemas hospitalarios existentes, lo que inmediatamente facilita la adquisición, impresión, almacenamiento y envío de datos de ECG. Es su conexión con la productividad, sea cual sea la forma en que necesita conectarse.



- Favorece un flujo de trabajo electrónico y por tanto exento de papeleo, con opciones de comunicación bidireccional, e incluye pedidos y funciones de consulta ADT.
- Conexión integrada con el sistema de información cardiológica MUSE* o el programa CardioSoft*, y también puede enviar informes a un directorio compartido en un PC.
- Conectividad con LAN, Wi-Fi, puerto de serie, módem o tarjeta SD
- Capacidad de exportación en formatos PDF y XML.
- Capacidad de almacenamiento interno de hasta 200 ECGs




• Programa de análisis de ECG Marquette 12SL con funciones de medición e interpretación.

- Detección de arritmias
- Algoritmo ACI-TIPI para isquemia cardiaca aguda.
- La interpretación específica por sexo aumenta la capacidad de detección del infarto de miocardio agudo en mujeres.
- Análisis RR para detectar patrones en la variabilidad del ritmo cardiaco[†].

Sencillo y fiable.





MAC 2000 ofrece la información diagnóstica que necesita el personal médico. Mediante el programa de análisis Marquette 12SL, el sistema ofrece un conjunto completo de herramientas de análisis totalmente fiables, ya que han sido rigurosamente contrastadas con respecto a bases de datos con múltiples poblaciones de pacientes. La forma más sencilla de facilitar la toma de decisiones médicas.

Sencillo y siempre a punto.

MAC 2000 facilita su trabajo desde el momento en que abre el embalaje. Su fácil instalación no interrumpirá las actividades del hospital. Su interfaz familiar e intuitiva, con teclado completo, significa que el personal médico y de enfermería no invertirá días en aprender a usarlo, bastan unos minutos.

Además, como sabemos que los requisitos de formación pueden cambiar en su equipo, ofrecemos aplicaciones de formación de PC para aprendizaje a demanda.

Los especialistas técnicos de GE Healthcare están siempre a su servicio, a un clic o una llamada de distancia. Nuestra amplia red de profesionales capacitados está a su disposición para evitarle esperas. A menudo incluso es necesario resolver los problemas técnicos a distancia, reduciendo el tiempo de inactividad al mínimo imprescindible. Un modo más en que MAC 2000 demuestra su sencillez para facilitarle el trabajo.











Por fin llegó la sencillez.

Ha llegado el momento de simplificar los ECG. Para más información sobre MAC 2000 ECG, póngase en contacto con su representante de GE Healthcare o visite nuestra página web en www.gehealthcare.com.

©2013 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con el representante de GE para obtener la información más reciente.

GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company.

*CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette y MUSE son marcas registradas de General Electric Company.

Todos los demás nombres de productos y logos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

GE Healthcare, una división de General Electric Company.

Acerca de GE Healthcare

GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos de transformación que están dando forma a una nueva era en la atención a los pacientes. Nuestra amplia experiencia en campos como las tecnologías de imágenes e información médica, diagnóstico clínico, sistemas de monitorización de pacientes, desarrollo de fármacos, tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora del rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia ayuda a nuestros clientes a prestar los mejores cuidados a un número creciente de pacientes en todo el mundo y con un coste menor. Además, trabajamos en asociación con empresas líderes del sector sanitario, esforzándonos para lograr el cambio de política global necesario que permita obtener sistemas de cuidados sanitarios sostenibles.

Nuestra visión "healthymagination" para el futuro invita a todos a unirse a nuestro trayecto de desarrollo continuo de innovaciones orientadas a reducir costes, ampliar el acceso a los servicios sanitarios y mejorar su calidad en el mundo. GE Healthcare, cuya sede se encuentra en el Reino Unido, es una empresa que forma parte de General Electric Company (cotizada en la bolsa de Nueva York como GE). En todo el mundo, los empleados de GE Healthcare están dedicados a servir a los profesionales de la salud y a sus pacientes en más de 100 países. Para más información sobre GE Healthcare, visite nuestro sitio web en la dirección www.gehealthcare.com.

GE Healthcare P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia GE Direct Spain: +34 (0)900 993620 España C/ Gobelas 35-37 28023 Madrid T: +34 916632500 F: +34 916632501

www.gehealthcare.com

