

# Soluciones para aumentar la capacidad de respuesta ante el brote de la COVID-19

Monitorización segura del paciente basada en la nube, con tecnología de nivel hospitalario sin cable y la plataforma de vigilancia y captura de datos de Masimo SafetyNet™



La pandemia de la COVID-19 trajo consigo una mayor demanda a nivel mundial de sistemas de monitorización en el hogar y soluciones que promuevan el compromiso del paciente.

La solución Masimo SafetyNet ofrece una monitorización continua de saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura, junto con una plataforma de vigilancia del paciente.



## Lleve el cuidado del hospital al hogar sin inconvenientes


### Oximetría de pulso sin cables con monitorización de la frecuencia respiratoria y de temperatura

Con tecnología de medición en movimiento Masimo SET®, el sensor para uso en un solo paciente y que no necesita conexión ofrece una monitorización continua de la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, además de monitorización continua de la temperatura con un segundo sensor, Radius T°, que no necesita conexión. Los datos del paciente se envían de forma segura a través de Bluetooth a la aplicación móvil Masimo SafetyNet.



#### Kit de monitorización remota en el hogar

Los pacientes reciben un suministro de sensores para varios días, además de acceso a la aplicación móvil Masimo SafetyNet.



### Masimo SafetyNet

Masimo SafetyNet es una plataforma segura basada en la nube que permite a los proveedores controlar de manera remota a los pacientes mediante Programas de Cuidados personalizados, interactivos y digitales.

### Programas de Cuidados

Los Programas de Cuidados ofrecen un reemplazo digital para los planes de cuidados en el hogar tradicionales y se entregan a los smartphones de los pacientes a través de una aplicación. El Programa de Cuidados recuerda activamente a los pacientes que sigan su plan de cuidados, captura automáticamente los datos de monitorización de los sensores sin cables y envía los datos de manera segura a los médicos del hospital para su evaluación. Masimo ha creado un Programa de Cuidados que sigue la orientación de los CDC y la OMS para la monitorización de sujetos sospechosos de COVID-19, el cual se puede actualizar fácilmente en cualquier momento para adaptarse a la evolución de las directrices o al protocolo hospitalario.

### Tecnología de monitorización no invasiva, precisa y fiable


Masimo SET® se diseñó con un procesamiento avanzado de señales para superar las limitaciones de la oximetría de pulso convencional manteniendo la precisión en presencia de movimiento y baja perfusión. Hoy en día, se estima que Masimo SET® se utiliza en más de 200 millones de pacientes de hospitales líderes y otros entornos de atención médica en todo el mundo. Además, la disponibilidad de la frecuencia respiratoria continua derivada de la forma de onda pletismográfica (RRp) junto con Masimo SET® puede ayudar a los médicos a monitorizar la frecuencia respiratoria sin necesidad de aplicar un sensor adicional. El sensor Radius T° proporciona mediciones continuas de la temperatura corporal usando un algoritmo patentado.



### Portal para médicos de Masimo SafetyNet






El portal para médicos de Masimo SafetyNet permite que los proveedores realicen un seguimiento del cumplimiento del paciente, y de esta manera, los ayuda a identificar cuándo es necesaria una intervención. Además, les ofrece información para que puedan priorizar a los pacientes.

Gracias a sus características de automatización avanzada, las instituciones pueden implementar con mayor facilidad la monitorización en el hogar a escala y al mismo tiempo se aseguran de que los médicos se mantengan informados de los acontecimientos importantes en el estado del paciente.



# Programa de Cuidados Masimo SafetyNet para pacientes con sospecha de COVID-19

El Programa de Cuidados permite a los proveedores monitorizar a los pacientes con sospecha de COVID-19 en su hogar hasta que se recuperen o requieran internación en el hospital. El Programa de Cuidados recopila información vital del paciente tomando datos de los sensores sin cables y notificando proactivamente a los pacientes para que envíen información actualizada de su estado.



## Bienvenido

Describe el Programa de Cuidados e incluye una serie de preguntas iniciales.

## Acciones diarias

Guía a los pacientes a través de una serie de preguntas, dos veces al día o según lo indicado.

## Manténgase informado

Incluye una biblioteca de recursos con directrices acerca de cómo verificar la temperatura, cómo colocar el sensor y más.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Masimo SafetyNet con Radius PPG .....	NP 4736
Masimo SafetyNet con Radius T° .....	NP 4779
Masimo SafetyNet con Radius PPG y Radius T° .....	NP 4778

\* El sensor Radius T° no tiene licencia para su venta en Canadá.

Para uso por parte de profesionales. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

**Masimo U.S.**  
tel 1-877-4-Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
tel +41-32-720-1111  
info-international@masimo.com

