

CUNA

NEONATOS



CANASTA CUNA AR
Ref. 3301



@mubimedical
www.mubimedical.com





COMODIDAD Y DINAMISMO

Una solución acogedora, segura y cómoda, para garantizar el bienestar de los recién nacidos. La cuna neonatos mejora el flujo de trabajo, su diseño y funcionalidad permiten a los cuidadores un mejor acompañamiento del paciente.

DISEÑO, SEGURIDAD Y FÁCIL USO



CANASTA CUNA

Ofrece visión de 360° del paciente brindando mayor seguridad, fabricada en polímero acrílico transparente de alta resistencia de fácil desinfección, con porta rótulo para identificación del paciente.



POSICIÓN AR

Movimiento asistido por amortiguador neumático, lleva la canasta a 10° permitiendo aplicar terapia anti reflujo.



COLCHONETA

Ayuda en el tratamiento y recuperación, núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $30 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$, con cubierta fabricada en policloruro de vinilo, impermeable, resistente a las bacterias, costuras invisibles impermeabilizadas, retardante al fuego y libre de látex.



RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de mantenimiento, pestaña retráctil en cada rueda para activar freno, permite movilizar al paciente en los ambientes hospitalarios.

DIMENSIONES EXTERNAS*

Largo	36.2 in (920 mm)
Ancho	19.6 in (500 mm)
Alto	40.5 in (1030 mm)
Canasta cuna (largo x ancho x alto)	29.5 in x 16.5 in x 7.8 in (750 mm x 420 mm x 200 mm)

SUPERFICIE DE PACIENTE (útiles)

Largo	23.6 in (600 mm)
Ancho	11.8 in (300 mm)

MOVIMIENTOS

Anti reflujo (AR)	0° - 10°
-------------------	----------

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*

- Canasta cuna en polímero acrílico transparente de alta resistencia.
- Capacidad de carga segura 44 lb (20 Kg).
- Porta rótulo para identificación de paciente en sección pies.
- Movimiento anti reflujo asistido por amortiguador neumático.
- Colchoneta en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, 1.9 in (50 mm) de espesor con cubierta en policloruro de vinilo, impermeable, resistente a las bacterias, libre de látex resistente a la desinfección.
- Retenedores de colchón en espalda y pies.
- Ruedas en poliuretano de 3 in (76.2 mm) libres de mantenimiento.
- Pestaña retráctil en cada rueda para activar freno.

FABRICACIÓN Y ACABADO**

- Estructura fabricada tubería de acero cold rolled de alta resistencia.
- Acabado pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES**

- Arnés de seguridad para neonatos.

EMBALAJE

- Caja Ref. 2334. Estiba: N/A.

NOTA

* MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

** El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



**TRANSFORMAMOS ESPACIOS,
MEJORAMOS VIDAS**



Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999



mubi
M E D I C A L

Fecha actualización: 16/09/2025