

Camilla para **Fluoroscopia**



La base en forma de U y acceso a la longitud total del brazo en C mejora las capacidades de toma de la imagen.

El espaldar neumático Feberesin en los dos extremos elimina la necesidad de reacomodar al paciente.

Las barandas laterales plegables hacia abajo retroceden para permitir un acceso mejorado.

El riel accesorio opcional acomoda aditamentos quirúrgicos.

El sistema de freno en las cuatro ruedas permite asegurar la plataforma para tratamiento.

Facilidad de toma de imágenes

Los distintivos de la camilla para fluoroscopia de Stryker son el acceso, la funcionalidad y la seguridad. Esta plataforma especializada se caracteriza por su acceso a la longitud total del brazo en C y barandas laterales plegables para acceso máximo, al mismo tiempo que los controles hidráulicos de pedal doble le permiten subir o bajar la superficie del paciente con seguridad.



El espaldar neumático doble mejora el acceso para la toma de imágenes.