

Pneumo Sure XL 45L

Único insuflador aprobado para uso en Cirugía Bariátrica, Pediátrica y Cardíaca

Pneumo Sure™



R.S. DB1213E

Lea minuciosamente el manual de instrucciones de uso



Insuflador Pnemo Sure XL

Único capaz de insuflar hasta 45L/min.

Stryker presenta su cuarta generación de insufladores, Pnemo Sure XL, con un diseño revolucionario y único en el mercado acorde a su estrategia de liderazgo tecnológico. Unido a su extraordinario sistema patentado de compensación de pérdida de CO₂ y recuperación de presión intraabdominal se une el desarrollo de módulos específicos para cirugías que requieran importante precisión como cirugía cardíaca o pediátrica o gran flujo como bariátrica.



0620 040 618

Insuflador Pnemo Sure XL 45L*

Para obtener una imagen aún más clara:



EVACUADOR DE HUMOS PLUME AWAY

- Elimina el humo quirúrgico producido durante la intervención

0620 030 604

Evacuador Humo Plume Away 4.0

0620 030 606

Evacuador Humo Ultra Plume Away 6.0

FUNDA TÉRMICA PARA ÓPTICAS SCOPE WARMER



- Evita el empañamiento de las ópticas

050 236 0000

Funda térmica para ópticas Scope Warmer

Proporcionando las mejores prestaciones



Z146139 TUBO INSUFLADOR PNEUMOSURE CALENTAMIENTO CO₂ DESECHABLE**

- Medición de la presión a tiempo real
- Mayor precisión
- Calentamiento del CO₂ incorporado
- Flujo maximizado
- Filtro incorporado



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Posee 4 modos diferentes de insuflación adaptándose a las necesidades de cada tipo de cirugía:
 - **Modo Bariátrico:** Hasta 45l/min
 - **Modo High Flow:** Hasta 40l/min
 - **Modo Pediátrico:** Hasta 20l/min
 - **Modo Cirugía Coronaria:** Hasta 10l/min
 - Mide la presión y flujo a **TIEMPO REAL** gracias a los nuevos sensores que se incorporan como novedad en los tubos del insuflador.
 - Los nuevos tubos del PneuSure y PneuSure XL llevan incorporados todos los componentes en uno: calentamiento de gas incorporado, el filtro y la posibilidad de incluir la medición de la presión a tiempo real.
 - Válvula de ventilación en caso de sobrepresión.
 - Pantalla disponible en **español**.

* También disponibles:

0620 040 603	Insuflador Pneu Sure Sidne Ready 40 L
0620 040 608	Insuflador Pneu Sure 40 L
0620 040 613	Insuflador Pneu Sure XL Sidne Ready 45 L

** También disponible:

Z146 039	Tubo Insuflador PneuSure Calentamiento CO ₂ 100 usos
Z146 539	Adaptador tubo Insuflador PneuSure 100 usos

Joint Replacements

Trauma

Spine

Micro Implants

Orthobiologics

Instruments

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

Stryker Iberia, S.L.

Oficina Central:
Manuel Tovar, 35
28034 Madrid - España
Tel.: +34 917 283 500 Fax: +34 913 580 748

Delegación Barcelona:
Aragó, 208-210
08011 Barcelona - España
Tel.: +34 934 527 440 Fax: +34 934 527 442

www.stryker.es

La información de este folleto presenta un producto STRYKER. Antes de utilizar cualquier producto STRYKER debe leer la información de acompañamiento del embalaje, las instrucciones de uso y el etiquetado del producto. Si no se siguen, STRYKER no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse. La disponibilidad de los productos en los diferentes mercados depende de las regulaciones y prácticas médicas existentes. Póngase en contacto con STRYKER Iberia, S.L. para cualquier pregunta referente a la disponibilidad de productos en su área.

STRYKER se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas. Este folleto debe ser exclusivamente para la oferta y compraventa de nuestros productos. Está prohibida la reimpresión completa o parcial. En caso de uso indebido nos reservamos el derecho a tomar las medidas legales oportunas.

Los productos marcados [™] son marca STRYKER.
Los productos marcados [®] son marca registrada STRYKER.