

Prime TC

Silla de transporte



Redefinimos el transporte del paciente.

Quando se trata de la experiencia del paciente, los detalles importan. Por eso, todos los aspectos de la silla de transporte Prime TC se han diseñado para crear un entorno agradable y seguro para los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familias. Puntos de contacto obvios contribuyen a que su manejo resulte intuitivo para cualquier usuario. El diseño incluye la ergonomía Backsmart, que permite reducir las acciones de agacharse y estirarse que pueden derivar en lesiones de espalda para los profesionales sanitarios. Una estructura rígida que mejora la resistencia y ayuda a reducir el riesgo de robo. Es importante invertir en el bienestar de pacientes y profesionales sanitarios.



Los reposapiés abatibles ayudan a reducir el riesgo de tropiezo, ofreciendo una vía despejada para la entrada y salida del paciente. La función abatible operada con el pie facilita el acceso del paciente y permite un mayor acercamiento a las camas, los coches o las mesas.



Las asas de empuje BackSmart mejoran la seguridad para los profesionales sanitarios permitiéndoles colocar los codos en un ángulo ergonómico de 90 grados y adaptándose a la altura de cualquier profesional sanitario.



El soporte para piernas opcional está montado de forma permanente para ofrecer una elevación cómoda de las piernas en una posición recta fija. Se repliega fácilmente cuando no está en uso.

Se ofrecen varios colores con los que personalizar la parte superior del portasueros y la placa del respaldo del asiento y facilitar la identificación.



La maniobrabilidad de las ruedas grandes Big Wheel facilita la maniobra y el desplazamiento en las esquinas.

El freno central de un solo toque ayuda a reducir las acciones de agacharse y estirarse mejorando al mismo tiempo la eficiencia del profesional sanitario.

Los reposabrazos de asistencia en la incorporación brindan un punto de contacto elevado y amplio para facilitar la entrada y salida del paciente.

La estructura rígida y encajable ayuda a prevenir el robo, al tiempo que ahorra valioso espacio en el suelo.

Diseñada para facilitar la limpieza, la estructura de la silla consta de componentes sin costuras fáciles de limpiar y lavables a máquina.*

Los puntos de activación amarillos contribuyen a que su manejo resulte intuitivo para cualquier usuario.

Los componentes móviles pero no extraíbles reducen el riesgo de piezas perdidas o robadas.

La carga máxima de 226,8 kg permite acomodar a pacientes de mucho peso.

El resistente portasueros está chapado en cromo para prevenir la oxidación y dispone de varios ganchos integrados para una mayor seguridad.

El soporte vertical para la botella de oxígeno minimiza las acciones de agacharse y levantarse necesarias para colocar una botella de oxígeno debajo de la silla.

* Las sillas con el asiento acolchado opcional no se pueden lavar a máquina.

Prime TC

Silla de transporte



Características estándar

- Reposabrazos de asistencia en la incorporación
- Reposapiés abatibles y plegables
- Asas de empuje BackSmart
- Freno central con un solo toque
- Ruedas antivuelco
- Soporte del historial
- Diseño sin costuras de plástico moldeado
- Lavable a máquina*
- Estructura rígida de acero texturizado
- Diseño encajable
- Puntos de activación amarillos
- Maniobrabilidad con Big Wheel
- Partes no extraíbles

Características opcionales

- Soporte para piernas
- Soporte vertical para botella de oxígeno
- Portasueros de 2,5 cm de grosor chapado en cromo
- Parte superior del portasueros disponible en seis colores diferentes
- Ganchos de la bolsa Foley
- Asiento acolchado*
- Correa de seguridad

* Las sillas con el asiento acolchado opcional no se pueden lavar a máquina.

Especificaciones

Número de modelo	1460
Longitud total	102,1 cm
Anchura total	71,8 cm
Anchura del asiento	54,6 cm
Altura del asiento	
Desde el reposapiés	38,1 cm
Desde el suelo	53,3 cm
Altura de la silla	
Con portasueros	185,4 cm
Sin portasueros	114,3 cm
Rango de agarre del asa de empuje	
Anchura	40,6-52,1 cm
Altura desde el suelo	88,9-114,3 cm
Capacidad de carga	226,8 kg

Garantía

Tres años para piezas, un año de mano de obra y desplazamiento.

Medical

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Prime TC y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.



80707DEC2012ES Rev C.3
DLS 05/2018
2017-16174

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com