

Stretcher Chair

Camilla-Silla



Modelo 5050

Aumenta el rendimiento del paciente

Ideal para centros de cirugía y espacios pequeños. La camilla-silla de Stryker maximiza el rendimiento sin comprometer el cuidado y resultado del paciente. Escoja la posición óptima entre horizontal y vertical para lograr un desempeño clínico superior y la comodidad del paciente.

La camilla se articula fácilmente de posición plana a posición de silla.

El espaldar neumático maniobra de 0 a 90 grados.

Dos gatos hidráulicos y cuatro ruedas con frenos de anillo de acero optimizan la estabilidad.

La sección de los pies puede moverse dependiente o independientemente del espaldar.

El modelo de la camilla-silla para ojos presenta una pieza de la cabeza de doble articulación para la cirugía de ojo.



Modelo 5051

La silla camilla para ojos suministra los beneficios de la silla camilla estándar además de una articulación doble y un amplio espacio libre en la pieza de la cabeza para posición quirúrgica.

Opciones de colores

